

新規取り扱い商品一覧

樹脂ボード ウェーブ

木製ボード タテ柄

68.5~102.5

レギュラー (樹脂) 207 (木製) 201.5
ショート (樹脂) 197 (木製) 191.5
ロング (樹脂) 221 (木製) 215.5

25~59

100

(単位 cm)

(樹脂) 68.5~102.5
(木製) 54~88

重量 (2モーター) 85.5kg
(3モーター) 86.5kg

2 ミオレットⅢネクスト 2モーター プラッツ

樹脂ボード/P113-23AH (90幅レギュラー/ショート/ロング)
木製ボード/P113-23BF (90幅レギュラー/ショート/ロング)

ロング・レギュラー・ショートのパーツは共通のため
身長や設置スペースに合わせてサイズを選べます。



ベッド本体 (樹脂ボード)

月額レンタル料

円

TAISコード/00631-000790

ベッド本体 (木製ボード)

月額レンタル料

円

TAISコード/00631-000791

3 ミオレットⅢネクスト 3モーター プラッツ

樹脂ボード/P113-33AH (90幅レギュラー/ショート/ロング)
木製ボード/P113-33BF (90幅レギュラー/ショート/ロング)

背上げ時のズレを抑える「ライジングモーション機構」を
搭載。1ボタンで操作可能。



ベッド本体 (樹脂ボード)

月額レンタル料

円

TAISコード/00631-000795

ベッド本体 (木製ボード)

月額レンタル料

円

TAISコード/00631-000796

■わかりやすい手元スイッチ

ベッドの角度や高さを
わかりやすく表示します。

■垂直昇降機構

ベッドが垂直に昇降するので
設置面積が少なく済みます。

キャスター ミオレットⅢネクスト用キャスター (4個セット) プラッツ

PC03-8CK

月額レンタル料

円

4個全てに
ストッパー付

※ベッド高が1.5cm高くなります。

TAISコード/00631-000561

「ロングサイズ」専用オプション

※ロングサイズで使用する際に必要となるオプション品です。

ロングタイプ対応スパーサー

ニーパロL・ハンドグリップ用
PS03-PG0203




ニーパロL (PG03-116MPL)




ハンドグリップ (PG04-75L)

サイドレールPA505シリーズ用
PS02-PA505




サイドレール長 (PA505-96L)



サイドレール (PA505-75L)

※グリップ・サイドレールとセットのTAISコードが別途あります。




サイドレール短 (PA505-44L)

月額レンタル料

円

延長マットレス (清拭ウレタンタイプ)

PM08-90B



(単位 cm)

厚さ
8cm

防水
カバー

※特殊寝台付属品です。

月額レンタル料

円

TAISコード/00631-000466

新規取り扱い商品一覧

厚さ 12cm **ネクサス アイビー** ケーブ

CR-773(幅90cmレギュラー)
CR-770(幅84cmレギュラー)



「マイクロクライ
メイト対応システム」
を搭載し床ずれ防止
機能をバージョン
アップ。

90cm幅
レギュラー

84cm幅
レギュラー

除湿機
機能

月額レンタル料
円

TAISコード / (CR-773) **00206-000162**
(CR-770) **00206-000161**

(単位 cm)

肘支持型 **アルコーSK型mini** 星光医療器

100628

星光医療器



抵抗器・ガードバン
パー付きのコンパ
クトな歩行車。

握りやすいバー形状の
グリップで、高さ調整が
ワンタッチで行えます。

重量 11.8kg

月額レンタル料
円

(単位 cm)

TAISコード / **00125-000087**

4輪歩行車 **レジェールキャンシット** ウィズワン



コンパクトタイプで
座面付きの歩行車。
前輪の角度が切替可能。
(直進・左右各40°・360°)

重量 4.6kg

杖置

月額レンタル料
円

TAISコード / **00063-000046**

(単位 cm)

4輪歩行車 **アルコーステラ** 星光医療器

100660

星光医療器



座面の高さ調節が
可能な歩行車。

買い物カゴを載せる
ことができ、買い物
袋も掛けられます。

重量 8kg

杖置

月額レンタル料
円

TAISコード / **00125-000110**

(単位 cm)

自走用 **コンパクト6輪車いす SKR-5** ミキ



重量 16.1kg
ノーパンク

6輪車いすの弱点を
克服。スロープ・
段差も走行可能。
室内だけでなく
屋外でも利用可能。

背張調整
スイングアウト

月額レンタル料
円

TAISコード / **00122-000692**

(単位 cm)

キャスター(前)5インチ(後)4インチ/大車輪22インチ
*:座幅はアームパイプの内々の幅です。

介助用 **コンパクト6輪車いす SKR-6** ミキ



重量 15.2kg
ノーパンク

小さい回転半径で
室内の狭い所も
簡単に移動できます。
スライド延長ブレーキを
標準装備しています。

肘はね上げ
背張調整
スイングアウト

月額レンタル料
円

TAISコード / **00122-000693**

(単位 cm)

キャスター(前)5インチ(後)4インチ/大車輪14インチ
*:座幅はアームパイプの内々の幅です。

新規取り扱い商品一覧

段差解消機 テクノリフター TDK045SS 新光産業

重量 90kg 昇降高さ47cm。玄関など限られたスペースに。

83.5~125
97 129
5.5~47

月額レンタル料

円

※直進タイプのみです。
(単位 cm)
耐荷重180kg/電源AC100V(コード長4m) TAISコード/00447-000012

段差解消機 テクノリフター TDK065SS / TDK065SS-B 新光産業

重量 120kg 昇降高さ67cm。玄関ポーチや掃きだし窓からの出入りに。

(065SS) 103.5~165
(065SS-B) 107.5~168.5
114 115
152 153.5
5.5~67
6~67

月額レンタル料

円

※写真は065SS-B
(単位 cm)
耐荷重180kg/電源AC100V(コード長4m) TAISコード/(065SS)00447-000013 (065SS-B)00447-000023

段差解消機 テクノリフター TDK085SS 新光産業

重量 120kg 昇降高さ85cm。日常動作は簡単なワンタッチ方式。(全機種共通)

125.5~204.5
120 154.5
6~85

月額レンタル料

円

(単位 cm)
耐荷重180kg/電源AC100V(コード長4m) TAISコード/00447-000019

段差解消機 テクノリフター TDK100SS 新光産業

重量 165kg 昇降高さ106.5cm。ガレージから玄関など高い段差に対応。


118.5~218.5
115 152.1
6.5~106.5

月額レンタル料


円

(単位 cm)
耐荷重180kg/電源AC100V(コード長4m) TAISコード/00447-000014

設置スペース



機種	屋内ブリッジ設定		屋内ブリッジ未設定	
	全幅	全長	全幅	全長
TDK045SS	103	140	103	130
TDK065SS	120	163	120	155
TDK085SS	126	165	126	156
TDK100SS	121	165	121	154



機種	屋内ブリッジ設定		屋内ブリッジ未設定	
	全幅	全長	全幅	全長
TDK045SS	※TDK045SSの設定なし			
TDK065SS	130	155	119	155
TDK085SS	135	157.5	124	157.5
TDK100SS	131	155	119	155

※環境により、設置スペースが異なる場合があります。

(単位 cm)

新規取り扱い商品一覧

据置型 たよレールUPDATE
BZU-03 マツ六

立ち上がり動作に最適なL型手すりです。理想的な立ち上がり姿勢をサポートします。

重量 10kg

月額レンタル料 円

TAISコード/01265-000334

据置型 たよレールUPDATE
BZU-04 マツ六

移動補助におすすめのロング型手すりです。手すりはベース端側にも取付可能です。

重量 14kg

月額レンタル料 円

TAISコード/01265-000335

据置型 たよレールUPDATE
BZU-05 マツ六

手すりの高さを低めに設定することでスムーズにプッシュアップが行えます。

重量 8.9kg

月額レンタル料 円

TAISコード/01265-000336

据置型 たよレールUPDATE
BZU-06 マツ六

上段の手すりは手のひら全体で押せる逆三角形です。

重量 13.3kg

月額レンタル料 円

TAISコード/01265-000337

UPDATE 専用 オプション たよレールアームU
BZUO-01 マツ六

ベッドサイドで使用する際の安定感が増します。

月額レンタル料 円

TAISコード/01265-000341

床面からベッドフレーム下端までの高さが5.5~43cmのベッドに対応できます。
※昇降機能付の電動ベッドにはご利用になれません。

UPDATE 専用 オプション たよレールウェイトU(標準/マルチ)
BZUO-02/BZUO-03 マツ六

標準(BZUO-02) 重量(標準) 4.9kg (マルチ) 6.6kg

ベース裏に取付ける「おもし」です。

月額レンタル料 円

TAISコード/(BZUO-02)01265-000342 (BZUO-03)01265-000343

UPDATE 専用 オプション たよレールアップU
BZUO-04 マツ六

本体より低めに設置できるため立ち上がりやすくなります。

重量 0.61kg

月額レンタル料 円

TAISコード/01265-000344

※「たよレールアームU」を取付けた状態で使用してください。

◎お申し込み・お問い合わせ

新規取り扱い商品一覧

厚さ 8cm エアウィーヴ ウェルネスモデル マットレス M80 エアウィーヴ

エアファイバーで体圧を分散するマットレス。蒸れ感が低減され、快適な寝心地です。



(単位 cm)

片面は硬く、もう片面は柔らかく
好みや体調に合わせて使えるリバーシブル仕様



91cm幅
レギュラー

通気
カバー

両面
使用可

月額レンタル料
円

TAISコード/01862-000040

介助用 ティルト・リクライニング車いす SKR-8 ミキ



(単位 cm)

重量 24.2kg
ノーバンク

新機構6輪の
リクライニング車いす。
狭い場所でもスムーズな
小回りと安定した
乗り心地です。

時
はね上げ

肘高さ
調整

ティルト
リクライ
ニング

背張
調整

スイング
アウト

月額レンタル料
円

TAISコード/00122-000687

■小さい回転半径58cm

■コーナー幅65cm以上

室内の狭い場所も
簡単に移動できます。

狭い廊下の角でも
簡単に切り返しできます。

■キャストアップ角度18°

従来機よりもキャストアップ角度が
高く急勾配のスロープでもしっかり
と上ることができます。

車いす 付属品 マルチエルゴエレベーター ミキ



フットサポートと
レッグサポートの
細かな調整が
可能です。
※車種によっては取り付け
できない場合があります。

月額レンタル料
円

※2.53kgの重量加算となります。

TAISコード/00122-000436

多点杖 楽スマ スリーベース R-101 ケイ・ホスピア



(単位 cm)

超軽量タイプの
多点杖。
面で地面を捉え
抜群の安定性を
実現しました。

重量 320g

月額レンタル料
円

TAISコード/00875-000013

新規取り扱い商品一覧

4輪 歩行車 **ヘルシーワン コンシェルジュ** ウィズワン



軽量・コンパクトな前腕支持型歩行車。前後左右から折り畳めて場所を取りません。

重量 5.3kg
杖置

月額レンタル料
円

(単位 cm) TAISコード/00063-000045

4輪 歩行車 **リトルターンII 抑速プラス** (抑速機能付) アロン化成



リニューアルした抑速ブレーキ付の歩行車。

前輪の角度が切替可能。(直進・左右各45°・360°)
重量 8.8kg
杖置

月額レンタル料
円

(単位 cm) TAISコード/00221-000740

据置型 **うすおきフラット(サイドタイプ)うすおきマット付** SCT-02(SCT-M) シクロケア



重量 19.7kg
いすからの立ち上がりやベッド・布団で利用します。

中央使いも可能です。
月額レンタル料
円

(単位 cm) TAISコード/00148-000027

うすおきフラット専用オプション **うすおきアーム** SCT-A シクロケア




うすおきフラットを固定するオプション品です。

床面からベッドフレーム下端までの高さが2.5~34cmのベッドに対応できます。
※昇降機能付の電動ベッドにはご利用になれません。

取付可能寸法 2.5~34cm
月額レンタル料
円

TAISコード/00148-000024

「ベスポジBPZ」「ベスポジ-e」専用オプション 単位 cm



伸縮手すり固定
BPZ-900(120~150cm)
握り部直径4cm・3.4cm

(芯々)120~150

30cmの伸縮幅で必要な長さだけ調整が可能です。

月額レンタル料
円

TAISコード/00254-000653

◎お申し込み・お問い合わせ